

# Programat CS6

Programat CS6 już dostępny!



Nowy piec Programat CS6 pozwala na szybszą krystalizację, synteryzację i proces glazurowania. Dzięki Programat CS6, dwukrzemowolitowe uzupełnienia wykonane z IPS e.max® CAD można teraz skryształizować w ok. jednaście minut. Ponadto, ten otwarty system oferuje nową technologię próżniową, która przyspiesza synteryzację cyrkonowych uzupełnień, takich jak IPS e.max ZirCAD.

Status pracy w nowym piecu Programat CS6 można łatwo monitorować korzystając z wyświetlacza stanu znajdującego się u podstawy pieca (OSD). OSD przekazuje status działania za pomocą kolorów. Obsługa pieca Programat CS6 jest prosta i szybka. Nowoczesny, kolorowy ekran dotykowy jest łatwy w obsłudze i bardzo wytrzymały, dzięki czemu doskonale sprawdza się w każdym środowisku klinicznym.

Programat CS6 gwarantuje, że każdy przypadek kliniczny jest szybko i planowo wykonany, pozwalając lekarzom denty stom skupić się na pacjentach, a nie na samym procesie wypalania. Dzięki pełnej kontroli nad temperaturą, Programat CS6 zapewnia spójne i niezawodne rezultaty. Ponadto, kalibrację temperatury można łatwo przeprowadzić na miejscu w gabinecie, zapewniając stałą jakość wykonywanych uzupełnień. Dzięki wielu opcjom wypalania łatwo jest udoskonalić lub poprawić uzupełnienie.

**Ivoclar-Vivadent Polska Sp. z o.o.**  
Al. Jana Pawła II 78, 00-175 Warszawa  
Tel.: +48 22 635 54 96  
[www.ivoclar.com](http://www.ivoclar.com)

**ivoclar**

# Programat CS6

Oprócz zaprogramowanych parametrów dla materiałów Ivoclar Vivadent, programy dla materiałów innych producentów mogą być tworzone niezależnie i z łatwością. Bez względu na to, jaki materiał wybierzesz, Programat CS6 przyspiesza pracę Twojego gabinetu.

## Właściwości urządzenia

- Innowacyjny mechanizm otwierania
- Precyzyjna kontrola temperatury
- Program szybkiej krystalizacji
- Technologia próżniowa
- Wskaźnik stanu LED
- Kolorowy ekran dotykowy

Dostępne opcje dostawy:

Opis produktu	Numer katalogowy
Programat CS6 110-240V/50-60Hz	742087